

דף הדרכה לבדיקת זרימת שתן FLOWMETRY

מהי בדיקת זרימת שתן (Flowmetry)?

בדיקת זרימת שתן (Flowmetry) - היא בדיקה לא חודרנית, המבוצעת להערכת עוצמת זרימת השתן במהלך ההשתנה. התוצאה מתקבלת כעקומה של זרימת השתן, ביחס לזמן ההשתנה. תוצאות נתוני הבדיקה יעזרו לנו להמליץ על טיפול שיקל על תלונותיך.

הנחיות לקראת הבדיקה

עליך לשתות 5-6 כוסות מים (לא יותר) סמוך למועד הבדיקה - בהנחה שאינך מוגבל מבחינה רפואית בכמות השתייה. ישנה חשיבות גדולה שהבדיקה תבצע עם שלפוחית שתן מלאה, דבר המאפשר בדיקה יעילה של זרימת השתן ובכך לסייע לרופא להעריך את תפקוד שלפוחית השתן. שים לב - יש להתאזר בסבלנות עד השלפוחית תתמלא!

זכור,

שלפוחית מלאה = בדיקה מהימנה!!

אם הנך מוגבל מבחינה רפואית בכמות השתייה, עליך ליידע את האחות.

הנחיות למהלך הבדיקה

הבדיקה אינה פולשנית ואינה כרוכה בכאב. במהלכה תתבקש להטיל שתן באופן ספונטני לתוך מכשיר מיוחד דמוי אסלה. בעזרת המכשיר, זרימת השתן מתורגמת לגרף אותו מפענח הרופא בתום הבדיקה.

בברכת בריאות טובה
צוות המרפאה לאורולוגיה

* מטעמי נוחות המידע נכתב בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים - זכר ונקבה.